



# Pulsoksymetr

## NC-1

Zasilanie	bateria alkaliczna 2x 1,5V (AAA)
Typ bezpieczeństwa	bateria wewnętrzna, typ BF
Pobór mocy	<25 mA
Ekran	OLED 1,9 cala
Zakres pomiaru saturacji krwi tlenem	0% ~ 100% (rozdzielczość: 1%)
Dokładność	70% -100%: 2%, poniżej 70%, nieokreślona.
Zakres pomiaru PR	30 bpm ~ 250 bpm (rozdzielczość: 1 bpm)
Precyzja	2 BPM lub 2% (w zależności od tego, która wartość jest większa)
Odporność na światło otoczenia	w warunkach oświetlenia sztucznego lub naturalnego światła wewnętrznego odchylenie między zmierzonymi wartościami w ciemni jest mniejsze niż 1%.
waga	26,5 g
Alarm niskiego poziomu tlenu we krwi	
Wielokolorowy opcjonalnie (niebieski, zielony, różowy, szary, fioletowy)	